

Budapest, 2013. szeptember 17.  
Ikt.: 2699-2/2013/1290

Körlevél minden Dialízis és Nephrológiai Osztálynak!

Tárgy: szérumküldéssel kapcsolatos információk

Tisztelt Kollégák!

Az Eurotranszplant elvárásainak megfelelően a továbbiakban is 3 havonta kell a vesebetegek antitest státuszát vizsgálni, majd az immunizált ill. kombinált vese-pancreas átültetésre váró betegek mintájából 30 külföldi laboratóriumba mintát küldeni. Akalmazkodva az Országos Vesetranszplantációs Várólista iroda beteg-adminisztrációs feladatkörének megszűnéséhez, a szérumkísérő lap a betegek állapotának nyomonkövetési funkciójával bővült.

A következő szérumküldés záró időpontja: **2013. október 2.**, ahogy az korábban meghirdetésre került. Kérjük, hogy minden betegből **1 darab 5 ml-es csövet és 2 darab Beckman csövet** (összesen 3 csövet) küldeni szíveskedjenek. Az 5 ml-es csőben **legalább 4 ml szérumot** küldjenek, mert amennyiben a beteg immunizált, vagy kombinált vese-pancreas átültetésre vár, úgy tőle 30 külföldi laboratóriumba kell mintát küldeni. Ennek hiányában ezen betegek csak a hazai riadók során lesznek választhatók.

A mellékelt „Szérumkísérő és állapot nyomon követő lapon” minden, az állomáshoz tartozó, ENIS rendszerbe felvett, T/NT/I és HI\* státuszú beteg szerepel. Mellékelünk továbbá minden, a listán T/I/HI státusszal szereplő beteghez 3 darab címkét. A sorok végén 2013 4. negyedévében tetszőlegesen felhasználható 2 darab félig kitöltött címke található. **A címke felragasztása előtt arra minden esetben írják rá a mintavétel dátumát!**

A *transzplantálható betegek* esetében kérjük, hogy a fenti mennyiségű mintát küldjék, továbbá töltsék ki a „Szérumkísérő és állapot nyomon követő lapon” a megfelelő mezőket, úgy mint: naplósám, mintavétel dátuma, utolsó transzfúzió dátuma, adatváltozások, megjegyzések. Az utolsó transzfúzió dátumát csak abban az esetben kell megadni, ha a transzfúzió az előző szérumküldést követően történt.

A *nem transzplantálható betegek* esetében, akiknél ez a státusz várhatóan 3 hónapnál tovább fennáll, kérjük, hogy az adatváltozások, megjegyzések rovatba írják be, a beteg alkalmatlanságának okát. A nem transzplantálható betegek közül, akiknél reális esélye van, hogy a következő 3 hónapban transzplantálható státuszba kerülnek, küldjenek szérum mintát, ugyanúgy, ahogy a transzplantálható betegektől.

---

\* T-transzplantálható; NT-nem transzplantálható; I-immunizált; HI-hiperimmunizált

2014-től változik a laboratórium által igényelt mintatárolási rendszer az időközben bevezetett új antitest-szűrési eljárásokhoz alkalmazkodva. Ennek megfelelően a 2014 januárjától az alábbi 3 csövet kérjük küldeni:

- 1 darab 5 ml-es cső (benne minimum 4 ml szérummal)
- 1 darab Beckman cső (kb. 2/3-ig töelve, a tele töltött cső a fagyasztás során letolja a kupakot)
- 1 darab Eppendorf cső (kb. 500 µl szérummal)

Az Eppendorf cső rendeléséhez szükséges adatok:

Termék név: MCT-175C 1,7 ml-es mikrocső (500 db/csomag)

Gyártó: Axygen


Hazai forgalmazók: VWR International Kft. (termékkód: 525-0227); Izinta Kft (termékkód: MCT175-C)

A 2014 évre tervezett szérumküldési napokat az alábbi táblázat tartalmazza.


Hónap	Szérumok gyűjtése/küldése			Küldés és listazárás
	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda
Január	5	6	7	8
Április	Márc. 30.	Márc. 31.	1	2
Július	Jún. 29.	Jún. 30.	1	2
Október	Szept. 28.	Szept. 29.	Szept. 30.	1

A szérumküldést megelőzően a mostani alkalomhoz hasonlóan „Szérumkísérő és állapot nyomon követő lapot” és mintajelölő címkék biztosít a Transzplantációs Immungenetikai Laboratórium, minden transzplantálható státuszú beteghez.

Üdvözlettel:



dr. Rajczy Katalin  
Transzplantációs Immungenetikai  
Laboratórium, Debrecen



dr. Tordai Attila  
Transzplantációs Immungenetikai  
Laboratórium, Budapest

Mellékletek:

1. Betegenként 3-3 címke
2. Szérumkísérő és állapot nyomon követő lap